

Pipeta sérologická jednorázová sterilní s rezervoárem TPP

Barevně označené pipety se standardní i reverzní stupnicí

- Stabilní, velmi odolné pipety s malým průměrem pipety i špičky pro snadné použití i u menších kultivačních nádob
- Vyrobeny z jednoho kusu opticky čirého PS
- Hladký vnitřní povrch zabraňující uvíznutí buněk v pipetě
- Rychlá identifikace objemu díky identickému barevnému kódování na pipetách a obalech
- Jednotlivě balené pipety ve snadno odtrhovatelném obalu typu papír/plast
- Standardní průměr náustku optimalizovaný pro veškeré pipetovací nástavce s gumovými vložkami
- Sterilní, bez pyrogenů, endotoxinů, nukleáz (DNáz a RNáz), hemolytických a cytotoxických látek

Technické parametry

Materiál:	PS
Průměr náustku:	8 mm



Serologická pipeta s rezervoárem TPP 25 a 50 ml

Objem pipety (ml)	Objem rezervoáru (ml)	Dělení (ml)	Průměr (mm)	Délka (mm)	Barevné kódování	Balení (ks)	Katalogové číslo
25	15	0,2	15/20,5	345	červená	60	N945250
50	20	1	20/24	345	fialová	50	N945500