

Ploténka topná sklokeramická CT 2203/TC

- Ploténka z chemicky odolného keramického povrchu Schott CERAN®
- Dotykový ovládací panel, 9 úrovní nastavení výkonu
- Mimořádně rychlý ohřev, dvě volitelné velikosti topné plochy
- Kontrolka ukazatele zbytkového tepla
- Automatické omezení doby ohřevu v závislosti na nastavené teplotě 1 až 10 hod

Technické parametry

Max. teplota:	460 °C
Průměr topné plochy:	140 mm nebo 210 mm
Příkon:	1 000 W (průměr 140 mm), 2 200 W (průměr 210 mm)
Rozměry (š x h x v):	305 x 410 x 75 mm
Hmotnost:	3,2 kg



Ploténka topná sklokeramická CT 2203/TC

Popis	Katalogové číslo
Sklokeramická ploténka CT 2203/TC	I597521