

Podložka silikonová oboustranná

Podložka pro odkládání předmětů a ochranu pracovní plochy před nečistotami, tekutinami a opotřebením

- Oboustranné použití - hladký povrch na straně jedné, mřížkovaný na straně druhé
- Plocha s hrubým mřížkovaným povrchem je určena pro odkládání zkumavek a jiných malých předmětů
- Zvýšený okraj pojme až 250 ml kapaliny
- Tlumí nárazy a vibrace, protiskluzový povrch
- Snadno omyvatelné, možno mýt i v myčce nádobí
- Autoklárovatelné při 121 °C max. 15 minut

Technické parametry

Materiál:	potravinářský silikon FDA
Rozměry (š x h x v):	379 x 305 x 2 mm
Chemická odolnost:	chemicky inertní
Teplotní odolnost:	až 200 °C



www.p-lab.cz

Podložka silikonová oboustranná modrá



www.p-lab.cz

Podložka silikonová oboustranná fialová

Barva	Balení (ks)	Katalogové číslo
modrá	1	R120747
fialová	1	R120748