

POLYETHYLENGLYKOL 6000 ROTIPURAN®

polyethylenoxid


CAS: 25322-68-3

Vzorec: $\text{H}(\text{OCH}_2\text{CH}_2)_n\text{OH}$

Technické parametry

Molekulová hmotnost:

5000-7000



Čistota	Balení	Katalogové číslo
Ph. Eur.	500 g	R.0158.4
Ph. Eur.	1 kg	P 20301
Ph. Eur.	5 kg	R.0158.2
Ph. Eur.	50 kg	R.0158.3
Ph.Eur. vložky	250 g	R.1HPL.1
Ph.Eur. vložky	1 kg	R.1HPL.2
Ph.Eur. vložky	2,5 kg	R.1HPL.3