

Pufr 50× TAE ROTIPHORESE®

Koncentrovaný pufr (50 x TAE) pro DNA elektroforézu

Technické parametry

pH:	8,5
Složení:	2 M Tris, 1 M kyselina octová, 50 mM EDTA v destilované, deionizované vodě
Bezp. věty (GHS):	H315-H319-H335



ROTIPHORESE® Pufr 50 x TAE

Čistota	Balení	Katalogové číslo
pro elfo	1 l	R.CL86.1
pro elfo	5 l	R.CL86.2