

PURPUR BROMKRESOLOVÝ roztok


5',5''-dibrom-o-kresolsulfonftalein, bromkresolová violeť

CAS: 115-40-2

Vzorec: C₂₁H₁₆Br₂O₅S

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	540,24
Indikátor:	pH 5,2-6,8
Barevný přechod:	žlutá - fialová



Barevný přechod pH indikátoru

PURPUR BROMKRESOLOVÝ roztok

Specifikace	Balení	Katalogové číslo
0,1% vodný roztok	100 ml	R.9955.1

PURPUR BROMKRESOLOVÝ roztok

Specifikace	Balení	Katalogové číslo
0,4% vodný roztok	250 ml	P 33501
0,4% vodný roztok	500 ml	P 33502
0,4% vodný roztok	1 l	P 33503
0,2% roztok v EtOH	250 ml	P 33401
0,2% roztok v EtOH	500 ml	P 33402
0,2% roztok v EtOH	1 l	P 33403

*Rádi Vám připravíme nabídku také na jiné koncentrace indikátorových roztoků.