

Redukce skleněná NZ plášť/jádro | PYREX®

Redukce NZ plášť/jádro se zábrusem QUICKFIT

- Redukce - menší velikost zábrusu nahoře, větší dole
- Obrácená redukce - větší velikost zábrusu nahoře, menší dole

Technické parametry

Materiál: borosilikátové sklo PYREX®

Balení: 1 ks



Redukce NZ			Obrácená redukce NZ		
Plášť	Jádro	Katalogové číslo	Plášť	Jádro	Katalogové číslo
14/23	19/26	S410012	19/26	14/23	S710021
14/23	24/29	S410013	24/29	14/23	S710031
14/23	29/32	S410014	24/29	19/26	S710032
19/26	24/29	S410023	29/32	14/23	S710041
19/26	29/32	S410024	29/32	19/26	S710042
24/29	29/32	S410034	29/32	24/29	S710043

Pozn.: Nabídku na další typy redukcí Vám rádi poskytneme na vyžádání.