

ROTI®-FECT Plus

Reagencie pro transfekci všech eukaryotických buněk

- Velmi účinné pro "hard-to-transfect" buněčné linie a pro primární buňky
- Výborná reprodukovatelnost
- Mimořádně nízká buněčná toxicita
- Nedochází k inhibici sérem
- 1 ml stačí pro cca 500 transfekcí (na 24 jamkových destičkách)
- Připraveno k okamžitému použití
- Skladovat při teplotě +4 °C



Čistota	Balení	Katalogové číslo
CELLPURE, pro transfekci	0,2 ml	R.CL21.1
CELLPURE, pro transfekci	1 ml	R.CL21.2