

Roti®-Histofix

Fixační činidlo pro histologii

- Fosfátem pufovaný roztok formaldehydu, bez kyselin s neutrálním pH
- Malé množství methanolu stabilizuje roztok a brání polymerizaci na paraformaldehyd

Technické parametrypH: 7,0 ($\pm 0,5$)

Skladujte v teplotě: 15 - 25 °C

**Roti®-Histofix 4 %****Technické parametry**

Bezp. věty (GHS): H350-H341-H302-H317

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
Roti®-Histofix 4 %	500 ml	plast	R 60874
Roti®-Histofix 4 %	1 l	plast	R.P087.6
Roti®-Histofix 4 %	2,5 l	plast	R 60875
Roti®-Histofix 4 %	5 l	plast	R 60873
Roti®-Histofix 4 %	10 l	plast	R.P087.1
Roti®-Histofix 4 %	30 l	plast	R.P087.2

Roti®-Histofix 4,5 %**Technické parametry**

Bezp. věty (GHS): H302-H317-H341-H350

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
Roti®-Histofix 4,5 %	500 ml	plast	R 22134
Roti®-Histofix 4,5 %	1 l	plast	R.2213.6
Roti®-Histofix 4,5 %	2,5 l	plast	R 22135
Roti®-Histofix 4,5 %	5 l	plast	R 22133
Roti®-Histofix 4,5 %	10 l	plast	R.2213.1
Roti®-Histofix 4,5 %	30 l	plast	R.2213.2

Roti®-Histofix 10 %

Technické parametry

Bezp. věty (GHS): H302+H312-H315-H317-H319-H335-H341-H350-H371

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
Roti®-Histofix 10 %	500 ml	plast	R 11464
Roti®-Histofix 10 %	1 l	plast	R.A146.6
Roti®-Histofix 10 %	2,5 l	plast	R 11465
Roti®-Histofix 10 %	5 l	plast	R 11463
Roti®-Histofix 10 %	10 l	plast	R.A146.1
Roti®-Histofix 10 %	30 l	plast	R.A146.2