

### Roti®-Histofix v předplněných nádobkách

Fixační činidlo pro histologii, předplněné v lahvičkách se šroubovacím uzávěrem

- Vzorky je možné přidat rovnou do nádobek se štítkem, na které lze připsovat informace o vzorcích
- Snížené zdravotní riziko pro uživatele (není potřeba ředit koncentrovaný roztok formaldehydu)
- Přípravek zajistí značnou úsporu času, nádobky jsou již předplněné a připravené k okamžitému použití
- Stabilizováno methanolem

### Technické parametry

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Bezp. věty (GHS):   | H350-H341-H302-H317 |
| Teplota skladování: | +15-25 °C           |

| Rozměry nádobky          | 20 ml | 100 ml | 180 ml |
|--------------------------|-------|--------|--------|
| Průměr dna               | 27 mm | 43 mm  | 52 mm  |
| Průměr víčka             | 31 mm | 48 mm  | 57 mm  |
| Výška nádobky i s víčkem | 48 mm | 88 mm  | 104 mm |



Roti®-Histofix v předplněných nádobkách

### Roti®-Histofix 4 % v předplněných nádobkách

Fosfátem pufovaný 4% roztok formaldehydu, bez kyselin (pH 7)

### Technické parametry

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Vzhled:      | Čirá bezbarvá tekutina |
| pH:          | 7,0 (±0,5)             |
| Formaldehyd: | 4,0 %                  |

| Popis              | Balení                          | Obal   | Katalogové číslo |
|--------------------|---------------------------------|--------|------------------|
| Roti®-Histofix 4 % | 100 × 10 ml (ve 20ml nádobkách) | karton | R.3105.1         |

|                    |                                 |        |          |
|--------------------|---------------------------------|--------|----------|
| Roti®-Histofix 4 % | 54 × 50 ml (ve 100ml nádobkách) | karton | R.3105.2 |
|--------------------|---------------------------------|--------|----------|

Stabilizováno metanolem.

## Roti®-Histofix 4,5 % v předplněných nádobkách

Fosfátem pufovaný 4,5% roztok formaldehydu, bez kyselin (pH 7)

## Technické parametry

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Vzhled:      | Čirá bezbarvá tekutina |
| pH:          | 7,2 ±0,2               |
| Formaldehyd: | 4,0-5,0 %              |

| Popis                | Balení                           | Obal   | Katalogové číslo |
|----------------------|----------------------------------|--------|------------------|
| Roti®-Histofix 4,5 % | 100 × 10 ml (ve 20ml nádobkách)  | karton | R.8244.1         |
| Roti®-Histofix 4,5 % | 54 × 50 ml (ve 100ml nádobkách)  | karton | R.8244.2         |
| Roti®-Histofix 4,5 % | 32 × 100 ml (ve 180ml nádobkách) | karton | R.8244.3         |

Stabilizováno metanolem.