

ROTI®-HISTOL na bázi limonenu

Pro odparafinování histologických řezů

- Alternativní produkt pro xylene
- Čisticí prostředek na bázi limonenu
- Přírodní produkt vyrobený z neupravené pomerančové kůry
- Skládá se z 96-98% limonenu, terpenu s charakteristickou vůní citronu nebo pomeranče
- Nahrazuje běžné čisticí prostředky bez nutnosti změny pracovních postupů
- Žádné škodlivé výpary
- Může být smíchán s IPA, butanolem, etanolem a všemi standardními médii
- Přípravek zabraňuje vytvrzení a křehnutí vzorku tkání
- Je zvláště vhodný pro manuální práci, která obvykle vystavuje uživatele vysokým koncentracím výparů rozpouštědel
- Roti®-Histol poskytuje skvělé výsledky spolu s montovacím médiem [Roti®-Histokit II](#) a speciálními parafíny, jako je [Roti®-Plast](#)

Technické parametry

Hustota: 0,84 g·cm⁻³

Bezp. věty (GHS): H304-H226-H400-H410-H315-H317



ROTI®-HISTOL

Čistota	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro histologii	1 l	sklo	R.6640.1
pro histologii	2,5 l	sklo	R.6640.4
pro histologii	5 l	hliník	R.6640.5
pro histologii	10 l	plech	R.6640.2
pro histologii	25 l	plech	R.6640.6

Alternativní rozpouštědlo pro histologii a cytologii. Náhrada xylenu či toluolu (bez potřeby měnit pracovní protokol).