

Roti®-pečetidlo pro mikroskopii

Tmel pro zapečetění trvalých preparátů

- Netoxický, bez rozpouštědel, tuhne pomocí světla
- Používá se pro utěsnění rohů krycího sklíčka
- Chrání preparát před znehodnocením vzdušnou vlhkostí
- Přípravek je tuhý při pokojové teplotě, těsně před použitím se roztaví ve vodní lázni (max. 50-55 °C)
- Poté je aplikován na okraje krycího sklíčka pomocí pipety či skleněné tyčinky
- Vystavením světlu (denní světlo je dostačující) pečetidlo rychle ztuhne

Technické parametry

Hustota:	1,05 g·cm ⁻³
Bod tání:	45 °C



Roti®-pečetidlo pro mikroskopii

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
Pečetidlo pro utěsnění mikroskopických preparátů	20 ml	sklo	R.6473.1

Světle žluté pevné médium