

## ROTITEST® Annexin V

K detekci a stanovení počtu apoptických buněk

- Rychlý a jednoduchý systém detekce apoptických buněk se současným odlišením od nekrotických buněk
- Pro adherentní a suspenzní buňky
- Analýza pomocí průtokové cytometrie nebo fluorescenční mikroskopie
- Apoptické buňky lze identifikovat pomocí žlutozeleně zbarvených membrán
- Nekrotické buňky rozeznáme podle žlutozelených membrán a červenooranžových jader
- 1 kit pro analýzu přibližně 50 vzorků po  $10^5$  buňkách
- Výsledek do 30 minut

## Technické parametry

Skladování: při 4 °C a chráněné před světlem



| Popis               | Balení | Katalogové číslo |
|---------------------|--------|------------------|
| ROTITEST® Annexin V | 1 kit  | R.7735.1         |