

Roztok pro kvantifikaci proteinů ROTI® NANOQUANT

Pro kvantifikaci proteinů podle Bradforda, **pro extrémně malé množství bílkovin**

- Dvojité měření vzorku (OD_{450} / OD_{590})
- Dokonalá linearita měření výsledků
- Citlivost: až 200 ng
- Široký funkční rozsah 200 ng až 25 μ g
- Dostatečný pro více než 200 makroanalýz (1 ml kyvetou) nebo více než 900 testů při použití mikrotitračních destiček
- 5x koncentrovaný



ROTI® NANOQUANT

Čistota	Balení	Katalogové číslo
pro kvantifikaci proteinů	50 ml	R.K880.2
pro kvantifikaci proteinů	200 ml	R.K880.3
pro kvantifikaci proteinů	500 ml	R.K880.1