


## Sáčky BagLight® | INTERSCIENCE

Sterilní sáčky bez filtru vhodné pro všechny typy vzorků, které nevyžadují filtraci


- Pružné a transparentní sáčky z mimořádně pevného a vysoce kvalitního HDPE odolného proti propíchnutí
- Materiálem sáčků BagLight PolySilk je komplex polyolefinů, který snese zamražení vzorku
- Sáčky BagLight Multilayer jsou vyrobeny ze zesíleného vícevrstvého komplexu a jsou obzvláště vhodné pro vzorky, které jsou tvrdé nebo obtížně homogenizovatelné
- Sáčky jsou kompatibilní s drtivou většinou mixérů
- Odpovídají požadavkům ISO 7218, ISO 6887 a FDA BAM (Bacteriologic Analytical Manual) a jsou schváleny pro kontakt s potravinami dle Nařízení (EC) 1935/2004

## Technické parametry

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Materiál sáčku :   | vysoce kvalitní HDPE |
| Teplotní odolnost: | -40 až +80 °C        |
| Sterilizace:       | gama zářením         |



Sáček BagLight PolySilk



Sáček BagLight Multilayer

| Sáček               | Rozměry š x v (mm) | Celkový objem (ml) | Objem vzorku (ml) | Balení (ks) | Katalogové číslo |
|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|------------------|
| BagLight PolySilk   | 110 x 200          | 100                | 5 - 50            | 20 x 25     | M131025          |
| BagLight PolySilk   | 175 x 300          | 400                | 50 - 300          | 20 x 25     | M132025          |
| BagLight PolySilk   | 175 x 300          | 400                | 50 - 300          | 10 x 50     | M132050          |
| BagLight PolySilk   | 250 x 380          | 2000               | 400 - 1500        | 20 x 25     | M132200          |
| BagLight PolySilk   | 380 x 560          | 3500               | 400 - 3500        | 20 x 25     | M133025          |
| BagLight Multilayer | 190 x 300          | 400                | 50 - 300          | 20 x 25     | M132225          |