


Sáčky BagFilter® | INTERSCIENCE

Sterilní sáčky s postranním filtrem z netkané textilie pro všechny typy vzorků


- Pružné a transparentní sáčky ze zesíleného vícevrstvého komplexu odolné proti propíchnutí
- Kompatibilní s drtivou většinou mixérů
- Odpovídají požadavkům ISO 7218, ISO 6887 a FDA BAM (Bacteriologic Analytical Manual) a jsou schváleny pro kontakt s potravinami dle Nařízení (EC) 1935/2004
- BagFilter P vhodný pro odpipetování tekutiny
- BagFilter S pro vylití tekutiny
- BagFilter Pipet pro ještě snadnější pipetování ze strany sáčku
- BagFilter Pipet&Roll je vhodný pro vícenásobné pipetování, jelikož umožňuje snadné odpipetování tekutiny a následné uzavření pomocí integrovaného samolepícího štítku
- BagFilter Pull-Up se speciálně navrženým designem pro odpipetování malých objemů pomocí různých typů pipet a krátkých špiček
- BagFilter XF je vhodný zejména pro vzorky obsahující jemné částice a je ideální pro PCR, qPCR, průtokovou cytometrii aj.

Technické parametry

Teplotní odolnost:	-40 až +80 °C
Sterilizace:	gama záření



Sáček BagFilter P




Sáček BagFilter S




Sáček BagFilter Pipet



Sáček BagFilter Pipet&Roll



Sáček BagFilter Pull-Up



Sáček BagFilter XF

Sáček	Rozměry š x v (mm)	Celkový objem (ml)	Objem vzorku (ml)	Porozita filtru (μm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
BagFilter P	190 x 300	400	50 - 300	< 250	20 x 25	M111425
BagFilter P	250 x 380	2000	400 - 1500	< 250	16 x 25	M111200
BagFilter S	190 x 300	400	50 - 300	< 250	20 x 25	M112425
BagFilter Pipet	190 x 300	400	50 - 300	< 250	20 x 25	M111710
BagFilter Pipet&Roll	190 x 300	400	50 - 300	< 250	25 x 20	M111720
BagFilter Pull-Up	190 x 300	400	50 - 300	< 50	20 x 25	M111625
BagFilter XF	190 x 300	400	50 - 300	< 20	20 x 25	M111325