

Sáčky RollBag® | INTERSCIENCE

Sterilní sáčky uzavíratelné pomocí integrovaných samolepicích štítků pro odběr tekutých nebo pevných vzorků


- Pružné, transparentní PolySilk sáčky z mimořádně pevného, vysoce kvalitního HDPE odolného proti propíchnutí
- Jednotlivě balené sáčky se snadno odtrhávácím okrajem pro otevření, popisovací plocha pro identifikaci vzorku
- Jedenáct velikostí (120 ml až 13,5 l) pro pevné, polotuhé nebo kapalné vzorky všech velikostí
- Trojnásobně přehnutý okraj sáčku zajištěný samolepkami zaručuje vodotěsné uzavření pro bezpečný transport
- Vzhledem k extra pevným svárům lze použít sáčky i v homogenizátorech pracujících na principu drcení vzorku
- Nepřítomnost kovových částí, které hrozí protržením, umožňuje použité sáčky snadno autoklávovat nebo likvidovat podle pravidel pro odpovídající třídu biologického nebezpečí
- Odpovídají požadavkům ISO 7218, ISO 6887 a FDA BAM (Bacteriologic Analytical Manual) a jsou schváleny pro kontakt s potravinami dle Nařízení (EC) 1935/2004
- Průměrná doba použitelnosti je 5 let

Technické parametry

Materiál sáčku :	PolySilk, vysoce kvalitní HDPE
Materiál uzavírací samolepky:	PP
Teplotní rozsah:	-40 až +80 °C
Sterilizace:	gama zářením



Sáček RollBag



Způsob použití sáčků RollBag®



Vodou naplněný sáček RollBag



 P-LAB

Vodou naplněný sáček RollBag

Vodou naplněný sáček RollBag



 P-LAB

Vodou naplněný sáček RollBag

Rozměry (cm)	Objem (ml)	Tloušťka fólie (μm)	Počet samolepek	Vhodné pro	Balení (ks)	Katalogové číslo
7,5 x 20	110	70	1	-	500	M145072
11 x 20	200	70	1	MiniMix 100	500	M145112
11 x 25	400	70	1	MiniMix 100	500	M145115
14 x 23	400	70	1	MiniMix 100	500	M145142
11 x 30	620	70	1	MiniMix 100	500	M145113
14 x 33	850	70	1	MiniMix a BagMixer	500	M145143
17,5 x 30	1100	70	1	BagMixer 400	500	M145173
17,5 x 40	1800	70	1	BagMixer 400	500	M145174
25 x 38	2500	110	2	-	250	M145253
25 x 50	4500	110	2	JumboMix	250	M145255
38 x 56	10000	110	2	JumboMix	250	M145385