

Sáčky sterilní na vzorky WHIRL-PAK

Sterilní PE sáčky na kapalné a pevné vzorky s uzavíracím páskem vyztuženým zataveným drátem

- Přehnutí přečnickujících okrajů uzavíracích pásků zajistí sáček proti otevření
- Trojí zatočení okolo uzavíracích pásků uzavře sáček vodotěsně a vzduchotěsně (sáčky o objemu větším než 2 500 ml je třeba zatočit 4-5krát)
- Vyztužený okraj umožňuje snadné plnění
- Roztahovací pásky lze otevřít sáček bez doteku jeho vnitřní stěny
- Odtrhávací horní část sáčku usnadňuje otevírání
- Ideální pro odběr vzorků potravin, nápojů, vody a půdy, pro vědecké, forenzní, genetické, humání a veterinární použití

Technické parametry

Materiál sáčku :	polyethylen (LDPE)
Sterilizace:	ethylenoxidem
Teplotní rozmezí:	-196 až +80 °C





Sáček standardní na vzorky WHIRL-PAK s popisovací plochou

Sterilní sáček s velkou popisovací plochou pro odběr a uchovávání vzorků

Nominální objem (ml)	Rozměry (mm)	Tloušťka fólie (mm)	Vhodný stojánek	Balení (ks)	Katalogové číslo
60	75 x 125	0,057	I	500	R525362
120	75 x 185	0,057	I	500	R161152
210	95 x 180	0,064	I	500	R.CEE1.1
530	115 x 230	0,064	III	500	R161252
710	150 x 230	0,076	III	500	R.CEE2.1
800	125 x 305	0,076	V	500	R.CEE3.1
2 720	254 x 380	0,102	V	250	R.CEE5.1
5 440	380 x 508	0,102	V	100	R.CEE6.1



Sáček standardní na vzorky WHIRL-PAK bez popisovací plochy

Sterilní sáček pro odběr a uchovávání vzorků

Nominální objem (ml)	Max objem vzorku (ml)	Rozměry (mm)	Tloušťka fólie (mm)	Vhodný stojánek	Balení (ks)	Katalogové číslo
120	80	75 x 185	0,076	I	500	R025272
210	140	95 x 180	0,076	I	500	R.CEE7.1
530	360	115 x 230	0,064	III	500	R025372
710	480	150 x 230	0,076	V	500	R025472

800	530	125 x 305	0,076	V	500	R.CEE8.1
1 080	720	125 x 380	0,076	V	500	R025572
1 630	1 085	190 x 300	0,076	V	500	R.CEE9.1
2 070	1 380	190 x 380	0,076	V	500	R025672



Sáček stojící na vzorky WHIRL-PAK

Sterilní sáček s velkou popisovací plochou a rovným dnem - nepotřebují stojánek během manipulace

Nominální objem (ml)	Rozměry (mm)	Tloušťka fólie (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
120	75 x 185	0,064	500	R026172
540	115 x 230	0,076	500	R026272
710	150 x 230	0,076	500	R.ETA5.1
2 000	190 x 380	0,102	250	R.ETA6.1



Sáček pro homogenizátory WHIRL-PAK

Sterilní sáček z mimořádně pevného a houževnatého polyethylenu

Nominální objem (ml)	Popis. plocha	Rozměry (mm)	Tloušťka fólie (mm)	Vhodný stojánek	Balení (ks)	Katalogové číslo
390	ne	130 x 190	0,076	III	500	R025772
710	ne	150 x 230	0,102	V	500	R025872
710	ano	150 x 230	0,102	V	500	R525462

1650	ano	190 x 300	0,102	V	500	R525562
------	-----	-----------	-------	---	-----	---------



Sáček pro homogenizátory WHIRL-PAK s filtrem

Sterilní sáček s vnitřním celoplošným filtrem a popisovací plochou

- Vnitřní celoplošný filtr oddělí během homogenizace tekutou složku od pevných částí

Technické parametry

Materiál filtru:	polyethylen
Průměr otvoru :	0,33 mm
Počet otvorů :	285 otvorů/cm ²

Nominální objem (ml)	Rozměry (mm)	Tloušťka fólie (mm)	Vhodný stojánek	Balení (ks)	Katalogové číslo
200	95 x 180	0,076	I	250	R.CEC3.1
710	150 x 230	0,102	V	250	R631072
1650	190 x 300	0,102	V	250	R631172
2 040	190 x 380	0,102	V	250	R.CEC4.1
2 720	254 x 380	0,102	V	100	R.CEC5.1



Sáček černý na vzorky WHIRL-PAK

Neprůhledný sterilní sáček s velkou bílou popisovací plochou

- Pro uchovávání vzorků citlivých na světlo

Nominální objem (ml)	Max objem vzorku (ml)	Rozměry (mm)	Tloušťka fólie (mm)	Vhodný stojánek	Balení (ks)	Katalogové číslo
532	360	115 x 230	0,064	III	500	I808321
1 627	1 085	190 x 300	0,102	V	500	R.KLA7.1



Stojánek na sáčky WHIRL-PAK

Stojánek s obdélníkovými nebo čtvercovými otvory pro bezpečné ukládání plných sáčků

Technické parametry

Materiál: práškovou barvou potažený ocelový drát

Typ	Rozměr otvoru (mm)	Počet otvorů	Celkové rozměry (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
I	38 x 51	15	228 x 165 x 76	1	R422571
III	63 x 63	20	339 x 235 x 101	1	R422871
V	114 x 114	6	249 x 235 x 114	1	R422971

