


Samolepky na Petriho misky

Samolepící fólie pro jednoduché a přesné označení 90mm agarových misek

- Dobře čitelné číslice, více variant popisků
- Jednoduše nalepíte na spodek Petriho misky a popis je čitelný při pohledu shora

Technické parametry

Typ	Počet polí	Velikost jednotlivých polí (mm × mm)	Plocha jednotlivých polí (cm ²)
Čtvercová mřížka	32	12 × 12	1,44
Čtvercová mřížka	50	8,5 × 8,5	0,72
Čtvercová mřížka	70	7 × 7	0,49
Čtvercová mřížka	100	6 × 6	0,36



Samolepky™ R.AE88.1 (čtvercová mřížka) a R.AE96.1 (koláčová mřížka)

Typ	Počet polí	Balení	Katalogové číslo
Čtvercová mřížka	32	36 ks	R.AE87.1
Čtvercová mřížka	50	36 ks	R.AE88.1
Čtvercová mřížka	70	36 ks	R.AE89.1
Čtvercová mřížka	100	36 ks	R.AE90.1
Koláčová mřížka	6	36 ks	R.AE95.1
Koláčová mřížka	8	36 ks	R.AE96.1
Koláčová mřížka	12	36 ks	R.AE97.1
Koláčová mřížka	16	36 ks	R.AE98.1