

Silikonový olej M 10

Nízkoviskózní pp550

Technické parametry

Viskozita (25 °C):	9-11 mm ² /s
Hustota (25 °C):	0,931-0,939 g·cm ⁻³
Povrchové napětí:	20,1 mN/m
Bod tání:	~ -90 °C
Bod vzplanutí:	~ 170 °C



Silikonový olej M 10

Popis	Balení	Katalogové číslo
Silikonový olej M 10	1 kg	R.4113.1
Silikonový olej M 10	5 kg	R.4113.2
Silikonový olej M 10	10 kg	R.4113.4
Silikonový olej M 10	25 kg	R.4113.3