

Silikonový olej M 3

Nízkoviskózní

Technické parametry

Viskozita (25 °C):	2,7-3,3 mm ² /s
Hustota (25 °C):	0,90-0,91 g·cm ⁻³
Bod tání:	~ -100 °C
Bod vzplanutí:	~ 62 °C

Silikonový olej M 3

Popis	Balení	Katalogové číslo
Silikonový olej M 3	1 kg	R.4106.1
Silikonový olej M 3	5 kg	R.4106.2
Silikonový olej M 3	25 kg	R.4106.3

Silikonový olej M 3 stabilizovaný

Popis	Balení	Katalogové číslo
Silikonový olej M 3 stabilizovaný	25 kg	R.4217.1