

Silikonový olej PN 200

Fenyly substituovaný
středně viskózní

Technické parametry

Viskozita (25 °C):	180-200 mm ² /s
Hustota (25 °C):	~1,03 g·cm ⁻³
Bod tání:	~-65 °C
Bod vzplanutí:	~300 °C

Popis	Balení	Katalogové číslo
Silikonový olej PN 200	1 kg	R.4130.1
Silikonový olej PN 200	5 kg	R.4130.2
Silikonový olej PN 200	25 kg	R.4130.3