

Sklo krycí hranaté pro mikroskopii

Čtvercové a obdélníkové krycí sklo

- Vysoce chemicky stabilní sklíčka neabsorbující světlo ve viditelné oblasti spektra

Technické parametry

Materiál:	borosilikátové sklo 1. hydrolytické třídy
Síla stěny:	0,13-0,17 mm
Refrakční index:	1,5230



Hranaté krycí sklo pro mikroskopii

Rozměry (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
15 x 15	200	H800101
18 x 18	200	H800102
20 x 20	200	H800103
22 x 22	200	H800104
24 x 24	200	H800105
21 x 26	100	H800108
22 x 32	100	H800109
22 x 40	100	H800110
22 x 50	100	H800111
22 x 60	100	H800112
24 x 32	100	H800115
24 x 40	100	H800116
24 x 46	100	H800117
24 x 48	100	H800118
24 x 50	100	H800119
24 x 60	100	H800120