

Sklo krycí kulaté pro mikroskopii

Klasické kulaté krycí sklo

- Vysoce chemicky stabilní sklíčka neabsorbující ve viditelné oblasti spektra

Technické parametry

Materiál:	borosilikátové sklo 1. hydrolytické třídy
Síla stěny:	0,13-0,17 mm
Refrakční index:	1,5230



Krabice			Karton		
Průměr (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo	Průměr (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
10	100	H101110.1	10	10 x 100	H101110.2
12	100	H101112.1	12	10 x 100	H101112.2
15	100	R623271.1	15	10 x 100	R623271.2
18	100	R623371.1	18	10 x 100	R623371.2
20	100	R623471.1	20	10 x 100	R623471.2
22	100	R623571.1	22	10 x 100	R623571.2
24	100	H101124.1	24	10 x 100	H101124.2