


Sklo podložní a krycí velké

Mikroskopická skla speciálního rozměru 76 x 52 mm


- Mytá podložní skla určené k přímému použití
- Označení CE v souladu s IVD direktivou 98/79/EC

Technické parametry

Materiál podložních skel:	sodnodraselné sklo
Tloušťka podložních skel:	1 mm
Materiál krycích skel:	borosilikátové sklo hydrolytické třídy 1
Tloušťka krycích skel:	0,13-0,16 mm



Podložní sklo



Podložní sklo s matným okrajem

Popis	Rozměry (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
Podložní skla řezaná	76 x 52	50	I076941
Podložní skla řezaná s matným okrajem	76 x 52	50	R.CEX1.1
Podložní skla broušená 90°	76 x 52	50	I077041
Podložní skla broušená 90° s matným okrajem	76 x 52	50	R.CEX2.1
Krycí skla	75 x 50	100	I706251