

Škrabka buněčná

Sterilní buněčná škrabka vyrobena s čepelí z pružného termoplastického elastomeru

- Jednotlivě balené sterilní škrabky z ABS
- Otočná čepel ve vertikálním i horizontálním směru
- Vhodné pro odběr buněk v miskách a baňkách

Technické parametry

Materiál škrabky:	ABS
Materiál čepele:	pružný termoplastický elastomer



Buněčná škrabka

Délka (mm)	Šířka čepele (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
245	20	100	R.EKX9.1
385	30	100	R.EKY0.1