


Škrabka buněčná | NEST

Sterilní buněčná škrabka s čepelí z houževnatého polystyrenu modifikovaného kaučukem


- Vhodné pro odběr buněk v miskách a baňkách
- Otočná čepel pro komfortnější práci
- Bez DNáz/RNáz, nepyrogenní, sterilizované E-paprskem
- Jednotlivě balené v snadno otevíratelném balení papír-plast

Technické parametry

Materiál škrabky:	PP
Materiál čepele:	HIPS (houževnatý polystyren modifikovaný kaučukem)



Buněčné škrabky



Buněčné škrabky NEST



Buněčné škrabky NEST

Délka (mm)	Šířka čepele (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
220	13	100	N710001
280	20	100	N710011