

Škrabka buněčná TPP


Škrabky s otočnou hlavou, které se dokonale přizpůsobí jakékoliv kultivační lahvi a dostanou se do každého záhybu

- Vyrobeno z měkkého polyethylenu šetrného k buňkám
- Ergonomická rukojeť
- Balené jednotlivě
- Sterilní, bez pyrogenů, endotoxinů, nukleáz (DNáz a RNáz) a cytotoxických látek

Technické parametry

Materiál:

PE



Buněčná škrabka

Velikost	Délka (mm)	Šířka (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
S	240	13	150	N990020
M	300	20	150	N990030
L	380	25	100	N990040