

Špičky GEL-LOADING

Špičky pro snadné nanášení vzorků na elektroforetické gely

Technické parametry

Materiál:	PP
Barva:	přírodní čirá



Špičky GEL-LOADING

Špičky GEL-LOADING bez filtru | SSI

Nesterilní špičky kompatibilní s drtivou většinou pipet, lze objednat i špičky ve sterilním provedení

- Kompatibilní i s multikanálovými pipetami s uspořádáním pro klasické 96jamkové mikrotitrační destičky
- Ideální pro použití ve molekulární biologii a farmaceutickém a potravinářském průmyslu
- Certifikovaná čistota bez RNáz, DNáz, DNA, PCR inhibitorů a bez pyrogenů

Objem (μl)	Zakončení špičky	Délka celková	Délka kapilára	Balení (ks)	Katalogové číslo
0,1 - 10	kulaté 0,57 mm	52 mm	12 mm	2x96/krab.	U481701
1 - 200	kulaté 0,57 mm	68 mm	25 mm	1000	U220601
1 - 200	kulaté 0,57 mm	68 mm	25 mm	2x96/krab.	U220602
1 - 200	kulaté 0,57 mm	83 mm	31 mm	2x96/krab.	U024837



Špičky GEL-LOADING 10 µ



Špičky GEL-LOADING 200 µ

Špičky GEL-LOADING bez filtru | SORENSON

Sterilní a nesterilní špičky

- Kompatibilní s pipetami výrobců BRAND, SOCOREX, EPPENDORF, FINNPIPETTE, GILSON, OXFORD, ROTH, SARTORIUS
- Certifikovaná čistota bez RNáz, DNáz, lidské DNA, PCR inhibitorů a bez pyrogenů

Objem (µl)	Zakončení špičky	Délka celková	Délka kapilára	Sterilita	Balení (ks)	Katalogové číslo
0,1 - 10	kulaté 0,57 mm	45 mm	12 mm	ne	200/krab.	U020290
0,1 - 10	kulaté 0,57 mm	45 mm	12 mm	ano	200/krab.	R.NL58.1
0,1 - 10	ploché 0,2 mm	52 mm	12 mm	ne	200/krab.	U020270
0,1 - 10	ploché 0,4 mm	52 mm	12 mm	ne	200/krab.	U020280
1 - 200	kulaté 0,57 mm	82,5 mm	25 mm	ano	200/krab.	R.NL60.1
1 - 200	kulaté 0,57 mm	82,5 mm	25 mm	ne	200/krab.	R614451
1 - 200	kulaté 0,57 mm	82,5 mm	25 mm	ne	1000	R941971
1 - 200	ploché 0,2 mm	82,5 mm	31 mm	ne	200/krab.	U020200
1 - 200	ploché 0,4 mm	82,5 mm	31 mm	ne	200/krab.	U020220



Špičky GEL-LOADING 10 µl s kulatým zakončením



Špičky GEL-LOADING 10 µl s plochým zakončením 0,2 mm



Špičky GEL-LOADING 10 µl s plochým zakončením 0,4 mm



Špičky GEL-LOADING 200 µl s kulatým zakončením



Špičky GEL-LOADING 200 µl s plochým zakončením 0,2 mm



Špičky GEL-LOADING 200 µl s plochým zakončením 0,4 mm

Špičky GEL-LOADING bez filtru | SOCOREX

- Optimální těsnost na pipetách Socorex, vhodné i pro většinu typů mikropipet
- Autoklávodatelné včetně krabiček
- Nesterilní, garantovaná čistota bez RNáz, DNáz, ATP a endotoxinů

Objem (µl)	Zakončení špičky	Délka celková	Balení (ks)	Katalogové číslo
0,1 - 10	kulaté 0,57 mm	71 mm	204/krab.	S302001.1
0,1 - 10	kulaté 0,57 mm	71 mm	4x204/krab.	S302001.2
1 - 200	kulaté 0,57 mm	82,5 mm	96/krab.	S308200.1
1 - 200	kulaté 0,57 mm	82,5 mm	6x96/krab.	S308200.2



Špičky GEL-LOADING 10 µl



Špičky GEL-LOADING 200 µl

Špičky GEL-LOADING s filtrem | SSI

Sterilní špičky s inertním hydrofobním filtrem

- Kompatibilní i s multikanálovými pipetami s uspořádáním pro klasické 96jamkové mikrotitrační destičky
- Ideální pro použití ve molekulární biologii a farmaceutickém a potravinářském průmyslu
- Sterilizovány gama-zářením
- Certifikovaná čistota bez RNáz, DNáz, DNA, PCR inhibitorů, endotoxinů a bez pyrogenů

Objem (µl)	Zakončení špičky	Délka celková	Délka kapilára	Balení (ks)	Katalogové číslo
0,1 - 10	kulaté 0,57 mm	52 mm	12 mm	2x96/krab.	U024817
0,5-20	kulaté 0,57 mm	68 mm	25 mm	2x96/krab.	U024847
0,5 - 100	kulaté 0,57 mm	68 mm	25 mm	2x96/krab.	U024848



Špičky GEL-LOADING s filtrem 10 µl



Špičky GEL-LOADING s filtrem 20 µl

