

Špičky makro 5 a 10 ml | KARTELL

- Autoklávovatelné včetně krabiček

Technické parametry

Materiál:

PP



Špičky 5 ml K000964



Špičky 10 ml K000943



Špičky 5 ml K000984

Typ špičky	Objem (μl)	Barva	Vhodné pro pipety	Balení (ks)	Katalogové číslo
5 ml	1 000 - 5 000	čirá	KARTELL, BIOHIT EPPENDORF, HTL, SOCOREX	250/bal.	K000964.2
5 ml	1 000 - 5 000	čirá	KARTELL, BIOHIT EPPENDORF, HTL, SOCOREX	50/krab.	K109649
5 ml	1 000 - 5 000	světle modrá	KARTELL, EPPENDORF HTL, GILSON	100/bal.	K000984
5 ml	1 000 - 5 000	světle modrá	KARTELL, EPPENDORF HTL, GILSON	50/krab.	K109648
5 ml	1 000 - 5 000	čirá	FINNPIPETTE, BRAND, TREFF	250/bal.	K000942
5 ml	1 000 - 5 000	čirá	FINNPIPETTE, BRAND, TREFF	50/krab.	K009847
10 ml	1 000 - 10 000	čirá	KARTELL, GILSON, SOCOREX, HTL, FINPIPETTE	100/bal.	K000943
10 ml	1 000 - 10 000	čirá	KARTELL, GILSON, SOCOREX, HTL, FINPIPETTE	25/krab.	K009848

