

Špičky makro 5 a 10 ml s filtrem Vertex™ | SSI


Špičky s inertním hydrofobním filtrem, zabraňujícím vzniku aerosolu a vzájemným kontaminacím

- Balení v krabičkách - sterilizovány gama-zářením - garantovaná čistota bez RNáz a DNáz
- Sterilní verze jsou navíc bez pyrogenů


Technické parametry

Materiál:

extra čistý PP



Špička 5 ml U441100



Špička 5 ml U442100



Špička 10 ml U452100



Špička 10 ml U453100

Typ špičky	Objem (μl)	Barva	Délka špičky (mm)	Vhodné pro pipety	Balení (ks)	Katalogové číslo
5 ml	1 000 - 5 000	čirá	123	GILSON	50/krab.	U441100
5 ml	1 000 - 5 000	čirá	123	GILSON	100/bal.	U441020
5 ml	1 000 - 5 000	čirá	124	EPPENDORF, SOCOREX	50/krab.	U442100
5 ml	1 000 - 5 000	čirá	124	EPPENDORF, SOCOREX	100/bal.	U442020
10 ml	1 000 - 10 000	čirá	161	EPPENDORF, GILSON	25/krab.	U453100
10 ml	1 000 - 10 000	čirá	161	EPPENDORF, GILSON	50/bal.	U453020