

Špičky micro s filtrem QUALITIX | SOCOREX

Inertní filtr zabraňuje vzájemné kontaminaci pipetovaných vzorků aerosolem

- Špičky v krabičkách sterilizovány gama zářením
- Sterilní nepyrogenní špičky s garantovanou čistotou bez RNáz, DNáz, pyrogenů, ATP, detekovatelné lidské DNA a proteázy

Technické parametry

Materiál:	panenský PP bez stop kovů
Filtr:	hydrofobní HDPE s porozitou 10 µm
Barva:	přírodní



Objem (µl)	Vhodné i pro pipety	Balení (ks)	Katalogové číslo
10	BIOHIT, GILSON EPPENDORF	96/krab.	S309111
10 prodloužená	BIOHIT, GILSON EPPENDORF	96/krab.	S302112
100	BRAND, BIOHIT EPPENDORF, GILSON	96/krab.	S308111
200	BRAND, BIOHIT EPPENDORF, GILSON	96/krab.	S307002
200 prodloužená	BRAND, BIOHIT EPPENDORF, GILSON	96/krab.	S308220
300	BRAND, BIOHIT EPPENDORF, GILSON	96/krab.	S308301
1 000	BRAND, BIOHIT EPPENDORF, GILSON	96/krab.	S308203