

Špičky micro s filtrem Vertex™ NoStick | SSI

Sterilní špičky s inertním hydrofobním filtrem, který zabraňuje vzniku aerosolu a vzájemným kontaminacím.

- Vysoce hydrofobní vnitřní povrch špiček ze speciálně připraveného polypropyleny snižuje adhezi na stěně, a tak omezuje ztráty pipetovaného vzorku
- Vhodné pro většinu pipet SOCOREX, BIOHIT, BRAND, EPPENDORF, FINNPETTE, GILSON, NICHIRIO odpovídajících objemů
- Nově vložka v krabičce a refill systému barevně rozlišena - špičky 10 µl červeně, 200 a 300 µl žlutě a 1 000 a 1 250 µl modře
- Balení v robustních krabičkách po 96 ks snadno otevíratelných i jednou rukou
- "Vertex™ EcoPack® Refill systém" umožňuje měnit v krabičce pouze vložku se špičkami, šetří životní prostředí
- Sterilní balení v krabičkách a v systému EcoPack® Refill s garantovanou čistotou bez RNáz, DNáz, DNA, PCR inhibitorů a endotoxinů

Technické parametry

Materiál špičky:	medicínsky čistý, FDA ověřený, panenský PP
Materiál filtru:	PE
Barva:	přírodní čirá



Špičky micro s filtrem Vertex™ NoStick



Krabičky se špičkami a vyměnitelné vložky se špičkami EcoPack Refill v pozadí



Špičky micro s filtrem Vertex™ NoStick

Typ špičky	Objem (µl)	Graduace (µl)	Balení (ks)	Katalogové číslo
------------	------------	---------------	-------------	------------------

mikro 10 Gilson typ	10	2 a 10	96/krab.	U411720.1
mikro 10 Gilson typ	10	2 a 10	10x96/krab.	U411720.2
mikro 10 Gilson typ	10	2 a 10	2x96/refill	U411820.1
mikro 10 Gilson typ	10	2 a 10	10x96/refill	U411820.2
mikro 10 Gilson typ	10	2 a 10	1 000/bal.	U411920
mikro 10 XL délka 43 mm	10	2 a 10	96/krab.	U413720.1
mikro 10 XL délka 43 mm	10	2 a 10	10x96/krab.	U413720.2
mikro 10 XL délka 43 mm	10	2 a 10	2x96/refill	U413820.1
mikro 10 XL délka 43 mm	10	2 a 10	10x96/refill	U413820.2
mikro 10 XL délka 43 mm	10	2 a 10	1 000/bal.	U413920
200 univerzální	20	10	96/krab.	U423720.1
200 univerzální	20	10	10x96/krab.	U423720.2
200 univerzální	20	10	2x96/refill	U423820.1
200 univerzální	20	10	10x96/refill	U423820.2
200 univerzální	20	10	1 000/bal.	U423920
200 univerzální	100	10, 50 a 100	96/krab.	U423730.1
200 univerzální	100	10, 50 a 100	10x96/krab.	U423730.2
200 univerzální	100	10, 50 a 100	2x96/refill	U423830.1
200 univerzální	100	10, 50 a 100	10x96/refill	U423830.2
200 univerzální	100	10, 50 a 100	1 000/bal.	U423930
200 univerzální	200	10, 50 a 100	96/krab.	U423740.1
200 univerzální	200	10, 50 a 100	10x96/krab.	U423740.2
200 univerzální	200	10, 50 a 100	2x96/refill	U423840.1
200 univerzální	200	10, 50 a 100	10x96/refill	U423840.2
200 univerzální	200	10, 50 a 100	1 000/bal.	U423940
300 univerzální	300	10, 50 100 a 200	96/krab.	U492720.1
300 univerzální	300	10, 50 100 a 200	10x96/krab.	U492720.2

300 univerzální	300	10, 50 100 a 200	2x96/refill	U492820.1
300 univerzální	300	10, 50 100 a 200	10x96/refill	U492820.2
1 000 univerzální	1 000	100, 500 a 1 000	96/krab.	U433720.1
1 000 univerzální	1 000	100, 500 a 1 000	10x96/krab.	U433720.2
1 000 univerzální	1 000	100, 500 a 1 000	2x96/refill	U433820.1
1 000 univerzální	1 000	100, 500 a 1 000	10x96/refill	U433820.2
1 000 univerzální	1 000	100, 500 a 1 000	1 000/bal.	U433920
1 250 univerzální	1 250	100, 500 a 1 000	96/krab.	U434720.1
1 250 univerzální	1 250	100, 500 a 1 000	10x96/krab.	U434720.2
1 250 univerzální	1 250	100, 500 a 1 000	2x96/refill	U434820.1
1 250 univerzální	1 250	100, 500 a 1 000	10x96/refill	U434820.2