

Špičky micro Vertex™ NoStick | SSI

Sterilní i nesterilní špičky pro kritické aplikace s hydrofobním vnitřním povrchem

- Vysoce hydrofobní vnitřní povrch špiček ze speciálně připraveného polypropyleny snižuje adhezi na jejich stěnách a tak omezuje ztráty pipetovaného vzorku.
- Přesné a kompletní dávkování i viskózních látek
- Mimořádně tenká stěna a optimalizovaný zkosený tvar špičky zkracují dobu odkápnutí poslední kapky vzorku
- Pohodlné a rychlé dávkování mikrolitrových objemů bez nutnosti otření špičky o stěnu
- Vložka v krabičce a refill systému barevně rozlišena - špičky 10 µl červeně, 200 a 300 µl žlutě a 1 000 a 1 250 µl modře
- Balení v sáčcích nebo robustních krabičkách snadno otevíratelných jednou rukou
- Špičky o objemech 200, 300, 1 000 a 1 250 µl jsou opatřeny stupnicí pro rychlou kontrolu správnosti pipetovaného objemu
- "Vertex™ EcoPack® Refill systém" umožňuje měnit v krabičce pouze vložku se špičkami, šetří náklady vaší laboratoře a životní prostředí
- Garantovaná čistota bez RNáz, DNáz, DNA, PCR inhibitorů. Sterilní verze jsou i bez pyrogenů.
- Špičky vhodné pro většinu pipet SOCOREX, BIOHIT, BRAND, EPPENDORF, FINNPIPETTE, GILSON a NICHIRIO odpovídajících objemů

Technické parametry

Materiál: medicínsky čistý, FDA ověřený, panenský PP

Barva špiček: přírodní čirá



Krabičky se špičkami a vyměnitelné vložky se špičkami EcoPack
Refill v pozadí

Typ špičky	Objem (μl)	Graduace (μl)	Balení (ks)	Sterilita	Katalogové číslo
mikro 10 Gilson	0,1 - 10	2 a 10	1 000/bal.	Nesterilní	U411000
mikro 10 Gilson	0,1 - 10	2 a 10	96/krab.	Nesterilní	U411700.1
mikro 10 Gilson	0,1 - 10	2 a 10	10x96/krab.	Nesterilní	U411700.2
mikro 10 Gilson	0,1 - 10	2 a 10	10x96/refill	Nesterilní	U411800
mikro 10 Gilson	0,1 - 10	2 a 10	10x96/krab.	Sterilní	U411710
mikro 10 XL délka 43 mm	0,1 - 10	2 a 10	1 000/bal.	Nesterilní	U413000
mikro 10 XL délka 43 mm	0,1 - 10	2 a 10	96/krab.	Nesterilní	U413700.1
mikro 10 XL délka 43 mm	0,1 - 10	2 a 10	10x96/krab.	Nesterilní	U413700.2
mikro 10 XL délka 43 mm	0,1 - 10	2 a 10	10x96/refill	Nesterilní	U413800
mikro 10 XL délka 43 mm	0,1 - 10	2 a 10	10x96/krab.	Sterilní	U413710
200 univerzální	1 - 200	10, 50 a 100	1 000/bal.	Nesterilní	U423010
200 univerzální	1 - 200	10, 50 a 100	96/krab.	Nesterilní	U423700.1
200 univerzální	1 - 200	10, 50 a 100	10x96/krab.	Nesterilní	U423700.2
200 univerzální	1 - 200	10, 50 a 100	10x96/refill	Nesterilní	U423800
200 univerzální	1 - 200	10, 50 a 100	10x96/krab.	Sterilní	U423710
300 univerzální	1 - 300	10, 50 100 a 200	1 000/bal.	Nesterilní	U492000
300 univerzální	1 - 300	10, 50 100 a 200	96/krab.	Nesterilní	U492700.1
300 univerzální	1 - 300	10, 50 100 a 200	10x96/krab.	Nesterilní	U492700.2
300 univerzální	1 - 300	10, 50 100 a 200	10x96/refill	Nesterilní	U492800
300 univerzální	1 - 300	10, 50 100 a 200	10x96/krab.	Sterilní	U492710
1 000 univerzální	100 - 1 000	100, 500 a 1 000	1 000/bal.	Nesterilní	U433000
1 000 univerzální	100 - 1 000	100, 500 a 1 000	96/krab.	Nesterilní	U433700.1
1 000 univerzální	100 - 1 000	100, 500 a 1 000	10x96/krab.	Nesterilní	U433700.2
1 000 univerzální	100 - 1 000	100, 500 a 1 000	10x96/krab.	Sterilní	U433710
1 250 univerzální	100 - 1 250	100, 500 a 1 000	1 000/bal.	Nesterilní	U434010
1 250 univerzální	100 - 1 250	100, 500 a 1 000	96/krab.	Nesterilní	U434700.1

1 250 univerzální	100 - 1 250	100, 500 a 1 000	10x96/krab.	Nesterilní	U434700.2
1 250 univerzální	100 - 1 250	100, 500 a 1 000	10x96/refill	Nesterilní	U434800
1 250 univerzální	100 - 1 250	100, 500 a 1 000	10x96/krab.	Sterilní	U434710