

Špičky mikro 0,5 - 1 000 µl


Špičky k automatickým pipetám pro běžné použití

- Autoklárovatelné včetně krabiček

Technické parametry

Materiál:

PP



Typ špičky	Objem (µl)	Barva	Vhodné pro pipety	Balení (ks)	Katalogové číslo
mikro gilson	0,5 - 10	čirá	GILSON, SOCOREX FINNPIPETTE mikro	1 000/bal.	U104000
mikro gilson	0,5 - 10	čirá	GILSON, SOCOREX FINNPIPETTE mikro	96/krab.	U411700.1
mikro eppendorf	0,5 - 10	čirá	EPPENDORF, SOCOREX HTL, KARTELL	1 000/bal.	K000959
mikro eppendorf	0,5 - 10	čirá	EPPENDORF, SOCOREX HTL, KARTELL	96/krab.	K009624
200 univerzální	2 - 200	žlutá	EPPENDORF, SOCOREX GILSON, BRAND, HTL, KARTELL	1 000/bal.	K000960
200 univerzální	2 - 200	žlutá	EPPENDORF, SOCOREX GILSON, BRAND, HTL, KARTELL	96/krab.	K009605
200	2 - 200	žlutá	GILSON, SOCOREX HTL, KARTELL	1 000/bal.	K000958
200	2 - 200	žlutá	GILSON, SOCOREX HTL, KARTELL	96/krab.	K009585
MLA	5 - 200	bílá	MLA, HTL, KARTELL FINNPIPETTE 200	1 000/bal.	K000968
1 000 univerzální	100 - 1 000	modrá	KARTELL, GILSON, BRAND, NICHIRYO, BIOHIT, SOCOREX, EPPENDORF, HAMILTON	1 000/bal.	K000961
1 000 univerzální	100 - 1 000	modrá	KARTELL, GILSON, BRAND, NICHIRYO, BIOHIT, SOCOREX, EPPENDORF, HAMILTON	96/krab.	K009640

Údaje o vhodnosti pipety jsou pouze orientační! Pokud si nejste jisti, vyžádejte si vzorky.