

Špičky mikro QUALITIX® | SOCOREX

Špičky 10-1000 µl pro pipety SOCOREX řady Acura a Calibra

- Optimální těsnost na pipetách Socorex, vhodné i pro většinu typů mikropipet
- Špičky balené v sáčku, v krabičkách a v doplňovacím systému "Tipfill"
- Systém "Tipfill" umožňuje měnit v krabičce pouze vložku se špičkami, šetří náklady vaší laboratoře a životní prostředí
- Autoklávatelné včetně krabiček
- Garantovaná čistota bez RNáz, DNáz, ATP a endotoxinů

Technické parametry

Materiál: medicínsky čistý, panenský PP



Špičky QUALITIX

Typ špičky	Objem (µl)	Barva	Délka (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
mikro	10	čirá	31,4	1 000/bal	S309211
mikro	10	čirá	31,4	96/krab	S309212.1
mikro	10	čirá	31,4	12x96/krab	S309212.2
mikro	10	čirá	31,4	13x96/tipfill	S309202
mikro	10	čirá	38,1	1 000/bal	S302102
mikro	10	čirá	38,1	96/krab	S302103.1
mikro	10	čirá	38,1	10x96/krab	S302103.2
200 univerzální dělená	200	čirá	46,6	1 000/bal	S307120
200 univerzální dělená	200	čirá	46,6	96/krab	S307121.1
200 univerzální dělená	200	čirá	46,6	10x96/krab	S307121.2
200 univerzální dělená	200	čirá	46,6	10x96/tipfill	S307221

200	200	žlutá	46,6	1 000/bal	S329120
200	200	žlutá	46,6	96/krab	S329121.1
200	200	žlutá	46,6	10x96/krab	S329121.2
200 pro pipety Calibra	200	žlutá	46,6	2x500/bal	S328020
200 pro pipety Calibra	200	žlutá	46,6	96/krab	S328021.1
200 pro pipety Calibra	200	žlutá	46,6	10x96/krab	S328021.2
350	350	čirá	58,8	1 000/bal	S308034
350	350	čirá	58,8	96/krab	S308035.1
350	350	čirá	58,8	10x96/krab	S308035.2
1000 univerzální	1 000	čirá	88,8	1 000/bal	S307100
1000 univerzální	1 000	čirá	88,8	96/krab	S307101.1
1000 univerzální	1 000	čirá	88,8	6x96/krab	S307101.2
1000 univerzální	1 000	čirá	88,8	5x96/tipfill	S307201
1000	1 000	modrá	75,9	1 000/bal	S319110
1000	1 000	modrá	75,9	96/krab	S319111.1
1000	1 000	modrá	75,9	6x96/krab	S319111.2
1000 dělená	1 000	čirá	75,9	1 000/bal	S309200
1000 dělená	1 000	čirá	75,9	96/krab	S309201.1
1000 dělená	1 000	čirá	75,9	6x96/krab	S309201.2