

## Špičky mikro Vertex™ | SSI

Špičky k automatickým pipetám pro standardní použití

- Nově vložka v krabičce barevně rozlišena - špičky 10 µl červeně, 200 µl žlutě a 1 000 µl modře
- Balení v sáčcích nebo robustních krabičkách snadno otevíratelných jednou rukou
- Špičky vhodné pro většinu pipet SOCOREX, BIOHIT, BRAND, EPPENDORF, FINNPETTE, GILSON a NICHIRIO odpovídajících objemů
- Garantovaná čistota bez RNáz, DNáz, DNA, PCR inhibitorů
- Pokud si potřebujete ověřit jejich použitelnost pro vaši pipetu, napište nám, rádi vám pošleme vzorky

## Technické parametry

Materiál:

PP



| Typ špičky           | Objem (µl) | Barva | Graduace (µl) | Balení (ks) | Katalogové číslo |
|----------------------|------------|-------|---------------|-------------|------------------|
| mikro gilson typ     | 10         | čirá  | ne            | 1 000/bal.  | U104000          |
| mikro gilson typ     | 10         | čirá  | 2 a 10        | 96/krab.    | U411700.1        |
| mikro gilson typ     | 10         | čirá  | 2 a 10        | 10x96/krab. | U411700.2        |
| mikro XL délka 45 mm | 10         | čirá  | 2 a 10        | 1 000/bal.  | U413005          |
| mikro XL délka 45 mm | 10         | čirá  | 2 a 10        | 96/krab.    | U413700.1        |
| mikro XL délka 45 mm | 10         | čirá  | 2 a 10        | 10x96/krab. | U413700.2        |
| 200 univerzální      | 200        | čirá  | 10, 50 a 100  | 1 000/bal.  | U021600          |
| 200 univerzální      | 200        | čirá  | 10, 50 a 100  | 96/krab.    | U021605.1        |
| 200 univerzální      | 200        | čirá  | 10, 50 a 100  | 10x96/krab. | U021605.2        |
| 200 univerzální      | 200        | žlutá | 10, 50 a 100  | 1 000/bal.  | U028420          |

|                      |       |       |                    |             |           |
|----------------------|-------|-------|--------------------|-------------|-----------|
| 200<br>univerzální   | 200   | žlutá | 10, 50<br>a 100    | 96/krab.    | U028422.1 |
| 200<br>univerzální   | 200   | žlutá | 10, 50<br>a 100    | 10x96/krab. | U028422.2 |
| 1 000<br>univerzální | 1 000 | modrá | 100, 500<br>a 1000 | 1 000/bal.  | U100020   |
| 1 000<br>univerzální | 1 000 | modrá | 100, 500<br>a 1000 | 96/krab.    | U100022.1 |
| 1 000<br>univerzální | 1 000 | modrá | 100, 500<br>a 1000 | 10x96/krab. | U100022.2 |