


Špičky "OneTouch"

Extra dlouhé špičky s pružnou barevnou manžetou

- Pružná manžeta umožňuje použití s většinou automatických pipet
- Malý tlak pro těsné nasazení špičky na kónus pipety
- Minimální síla potřebná pro shození špiček z kónusů multikanálových pipet
- Měkká manžeta nedeformuje kónus a prodlužuje životnost pipet
- Nepyrogeenní špičky bez RNáz a DNáz, lidské DNA a PCR inhibitorů

Technické parametry

Vhodné pro pipety:	Biohit, BRAND, Eppendorf, Finnpipette, Gilson, SOCOREX
Materiál manžety:	TPE (termoplastický elastomer)
Materiál špičky:	krystalicky čistý PP
Materiál krabičky:	PP
Balení:	8 x 12 špiček v krabičce



Špičky bez filtru


Sterilní i nesterilní špičky v krabičkách

Technické parametry

Balení: 1 krabička (96 ks) nebo 10 krabiček (10 x 96 ks)

Objem (μl)	Barva manžety	Sterilita	Balení	Katalogové číslo
0,1 - 20	červená	ne	96 ks	I100941.1
0,1 - 20	červená	ne	10 x 96 ks	I100941.2
0,1 - 20	červená	ano	10 x 96 ks	I101041
1 - 350	žlutá	ne	96 ks	I169041.1
1 - 350	žlutá	ne	10 x 96 ks	I169041.2

1 - 350	žlutá	ano	10 x 96 ks	I169141
50 - 1250	modrá	ne	96 ks	I101441.1
50 - 1250	modrá	ne	8 x 96 ks	I101441.2
50 - 1250	modrá	ano	8 x 96 ks	I101541



Špičky s filtrem

Sterilní špičky v krabičkách

- Inertní hydrofobní filtr brání vzniku aerosolu a vzájemným kontaminacím

Objem (μl)	Barva manžety	Sterilita	Balení	Katalogové číslo
0,1 - 20	červená	ano	10 x 96 ks	I101241
1 - 350	žlutá	ano	10 x 96 ks	I169341
50 - 1250	modrá	ano	8 x 96 ks	I101741

