

Špičky XL 200 µl Vertex™ NoStick | SSI

Prodloužené špičky pro bezproblémovou manipulaci se vzorky ve zkumavkách

- Snadno dosáhnou na dno 12 x 75 mm zkumavky bez rizika, že se kónus pipety dotkne vnitřní stěny zkumavky
- Stupnice 10, 50, 100, 150 a 200 µl pro rychlou kontrolu správnosti pipetovaného objemu
- Vysoce hydrofobní vnitřní povrch špiček pro minimalizaci ztrát pipetovaného vzorku
- K dispozici i špičky s inertním hydrofobním filtrem pro zabránění vzniku aerosolu a vzájemné kontaminaci
- Garantovaná čistota bez RNáz, DNáz, DNA a PCR inhibitorů, sterilní verze také pyrogen-free
- Balení v robustních krabičkách po 96 ks má jednou rukou snadno otevíratelné víčko

Technické parametry

Materiál:	extra čistý PP
Délka špičky:	91,1 mm



XL špička 200 µl bez filtru a s filtrem

Objem (µl)	Filtr	Sterilita	Balení	Katalogové číslo
200	ne	ne	1 000 ks/bal	U428000
200	ne	ne	2x96 ks/krab	U428700
200	ne	ano	10x96 ks/krab	U428711
200	ano	ano	2x96 ks/krab	U428722