

Sprej mrazící Solidofix®

Sprej pro zmrazení histologických vzorků a chlazení parafinových bločků

- Rychlé a jemné chlazení až na -45 °C
- Aplikace: stříkejte sprej na tkáň po dobu několika sekund, poté je tkáň připravena k řezání
- Obsahuje Propan-Butan

Technické parametry

Bezpečnostní věty:

H222-H229



Sprej mrazící

Popis	Balení	Katalogové číslo
mrazící sprej Solidofix®	400 ml	R.T200.3
mrazící sprej Solidofix®	4 x 400 ml	R.T200.4