

Stereomikroskop řady MSL 4000 | A. KRÜSS

Binokulární stereomikroskop s okuláry skloněnými pod úhlem 45°

- Průsvitná a černá/bílá preparátová podložka
- Nastavitelná vzdálenost mezi okuláry, korekce dioptrické vady
- Pro prohlížení v procházejícím a odraženém světle
- Možnost použít baterii, životnost baterie 25 hod

Technické parametry

Revolverový objektiv model 4000-20/40:	2x, 4x
Revolverový objektiv model 4000-10/30 :	1x, 3x
Planachromatické okuláry :	10x
Pracovní prostor pod objektivem :	90 mm
Zdroj světla:	LED žárovka, 100-240 V, 50/60 Hz
Hmotnost:	3 kg



Stereomikroskop MSL 4000-20/40

Typ	Katalogové číslo
Stereomikroskop MSL 4000-20/40	Q594320
Stereomikroskop MSL 4000-10/30	Q594330

Příslušenství

Popis	Katalogové číslo
Dvojice okulárů 20x	Q594355