

Stereomikroskop se ZOOM systémem řady MSZ 5000 | A. KRÜSS

Binokulární stereomikroskop

- Černá / bílá preparátová podložka
- Pracovní prostor pod objektivem (bez přídatného objektivu) 70 mm
- Nastavitelná vzdálenost mezi okuláry, korekce dioptrické vady
- Dvojice okulárů 10x, skloněné pod úhlem 45°
- Zvětšení objektivu plynule proměnné 7x až 45x

Technické parametry

Hmotnost:

7 kg



Stereomikroskop se ZOOM systémem řady MSZ 5000

Model	Sestava	Katalogové číslo
MSZ 5000	základní	Q595000
MSZ 5000-IL-TL	včetně osvětlovacího systému pro prohlížení v procházejícím a odraženém světle	Q595400
MSZ 5000-T-IL-TL	včetně osvětlovacího systému a fototubusu	Q595600

Příslušenství

Typ	Zvětšení	Katalogové číslo
Dvojice okulárů	20x	Q590055
Mikrometrický okulár	20x	Q590058
Přídavný objektiv negativní (zvětšuje pracovní vzdálenost a zorné pole)	0,5x	Q590005
Přídavný objektiv negativní (zvětšuje pracovní vzdálenost a zorné pole)	2x	Q590018