

Sterilizátor kliček Solaris | SCHUETT-BIOTEC

Elektrický sterilizátor inokulačních kliček, pinzet a malých předmětů

- Sterilizace bez použití otevřeného plamene během několika vteřin
- Minimální úroveň vyzařování tepla, hřeje jen po dobu sterilizace
- Nepotřebujete žádný čas na přehřívání, pracovní teplotu dosahuje během zlomku vteřiny
- Snadno vyjímatelná křemenná trubice se zataveným dnem slouží jako sterilizační komůrka
- Infračervený senzor pro zapínání umožňuje práci pouze jednou rukou
- Čtyři základní nastavitelné polohy náklonu, možnost fixace i v mezipolohách
- Jednoduchý a bezpečný provoz, ani při dlouhodobém používání nehrozí popálení při dotyku rukou
- Krátkodobý ohřev neovlivňuje významně proudění vzduchu v laminárním boxu
- Díky bezemisnímu průběhu sterilizace nedochází k zanášení HEPA filtru

Technické parametry

Pracovní teplota:	900 - 1 300 °C
Doba sterilizace:	5 nebo 7 vteřin
Napájení:	200-240 V, 50-60 Hz
Příkon:	500 W krátkodobě (po nastavenou dobu sterilizace)
Rozměry:	152 x 210 x 195 mm
Hmotnost:	2,5 kg



Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Sterilizátor kliček Schuett Solaris	1	S339002
Náhradní křemená sterilizační komůrka	2	S339502