

Štítek popisovací CRYO

Samolepící bílé štítky v roli

- Drží ve vroucí vodní lázni i při zamrazování v tekutém dusíku
- Na veškeré plastové mikrozkušavky a nádoby
- Popisovatelné všemi druhy per, doporučujeme použít permanentní fixy

Technické parametry

Materiál: chemicky inertní polyolefin, lepidlo na akrylové bázi

Počet štítků v roli: 1 000



Popisovací štítky Cryo-Babies na mikrozkušavky 1,5 a 2,0 ml

Popis	Rozměry (mm)	Použití	Katalogové číslo
Cryo-Babies	24 x 13	mikrozkušavky 0,5 ml	I875621
Cryo-Babies	33 x 13	mikrozkušavky 1,5 a 2,0 ml	R267271
CryoTags	38 x 19	kryozkušavky, obecné použití	R267371