

Štítek popisovací na mikrotitrační destičky a Petriho misky

Inertní popisovací samolepicí štítky pro nalepení z boku destiček a misek

- Drží na všech plastových materiálech
- Autoklávatelné, použitelné ve vodní lázni i mrazicím boxu (do -20 °C)

Technické parametry

Materiál:	bílý polyester
Rozměr:	6 x 38 mm
Počet štítků v roliče:	1000



Popis	Balení	Katalogové číslo
Popisovací štítky	1 rolička	R143571