

Štítek popisovací na mikrozukumavky

Inertní popisovací samolepicí štítky v roli

- Autoklávatelné, chemicky odolné štítky
- Kulaté štítky pro nalepení na víčko

Technické parametry

Materiál:

polyester



Štítek popisovací na mikrozukumavky



Štítek popisovací na mikrozukumavky kulatý



Štítek popisovací na mikrozukumavky

Rozměry (mm)	Mikrozukumavky (ml)	Barva	Balení (ks)	Katalogové číslo
20,5 x 6,5	0,2	bílá	1500	R143641
23,0 x 13,0	0,5	bílá	1000	R155641
23,0 x 13,0	0,5	modrá	1000	R144041
23,0 x 13,0	0,5	žlutá	1000	R144141
23,0 x 13,0	0,5	zelená	1000	R266641
23,0 x 13,0	0,5	červená	1000	R144241
23,0 x 13,0	0,5	čirá	1000	R144341
32,0 x 13,0	1,5 a 2,0	bílá	1000	R155741
32,0 x 13,0	1,5 a 2,0	modrá	1000	R144441
32,0 x 13,0	1,5 a 2,0	žlutá	1000	R144541

32,0 x 13,0	1,5 a 2,0	zelená	1000	R266741
32,0 x 13,0	1,5 a 2,0	červená	1000	R144641
32,0 x 13,0	1,5 a 2,0	čirá	1000	R144741
průměr 9,5	0,5	bílá	1000	R116441
průměr 9,5	0,5	modrá	1000	R761271
průměr 9,5	0,5	žlutá	1000	R761571
průměr 9,5	0,5	zelená	1000	R761371
průměr 9,5	0,5	červená	1000	R761471
průměr 12,7	1,5 a 2,0	bílá	1000	R412071
průměr 12,7	1,5 a 2,0	modrá	1000	R412471
průměr 12,7	1,5 a 2,0	žlutá	1000	R412371
průměr 12,7	1,5 a 2,0	zelená	1000	R412271
průměr 12,7	1,5 a 2,0	červená	1000	R412171