

Stojánek drátěný pro misky průměr 100 mm

Stojánky s držadlem pro jeden sloupec misek

- Stojánek pro přenášení a ukládání Petriho misek

Technické parametry

Materiál:	nerez drát nebo ocelový drát potažený bílým PE
Kapacita :	10 misek
Výška:	230 mm
Vnitřní průměr:	102 mm



Stojánek drátěný pro misky průměr 100 mm

Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Stojánek z ocelového drátu	1	R205771
Stojánek z nerez drátu	1	R205871