

Stojánek stolní a sáčky "BIOHAZARD"

Obdélníkový stojánek pro upevnění oranžových sáčků

- Natištěný indikátor sterilizace na sáčku pro kontrolu sterilizace v autoklávu
- Opakovaně použitelné, autoklávovatelné víčko přidržuje bezpečně sáčky na stojánku a zároveň splňuje požadavek normy 29 CFR 1910.1030(d)(2)(xiii)(A)
- Autoklávovatelné sáčky s natištěným symbolem a textem "BIOHAZARD" splňují normy ASTM 1922 odolnosti proti protržení a ASTM 1709 proti propíchnutí

Technické parametry

Materiál stojánku:	ocelový drát s oranžovým epoxidovým povlakem
Materiál víčka:	oranžově probarvený PP
Materiál sáčku :	oranžový vysokomolekulární HDPE, síla fólie 0,018 mm



Stojánek stolní na sáčky "BIOHAZARD"

Popis	Rozměry (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
Stojánek na sáčky	85 x 127 x 216	1	A131930
Víčko na stojánek	89 x 127 x 16	1	A131932
Sáčky "BIOHAZARD"	220 x 280	100	A131660