

Stojánky pro digitální mikroskopy | DINO-LITE

Stojánky pro uchycení digitálního mikroskopu a zajištění vysoké přesnosti měření

- Průhledný stojánek MS12C pro jednoduché aplikace se dvěma adaptéry, nelze použít pro modely s polarizačním filtrem
- Mobilní miniaturní stojánek MS08B pro prohlížení, umístěném na ploše stojánu
- Pevný, lehký a kompaktní stojan RK-04 je navržen tak, aby se dal snadno přenášet a jednoduše se s ním pracovalo
- Se stojanem RK-04 jsou kompatibilní všechny mikroskopy Dino-Lite s výjimkou mikroskopů s dlouhou pracovní vzdáleností
- Další stojany, ohebné držáky a další příslušenství najdete na www.dino-lite.eu



Stojánek MS12C



Použití stojánu MS12C



Mobilní miniaturní stojánek MS08B



Mobilní miniaturní stojánek MS08B



Kompaktní stojánek RK-04

Popis	Rozměry základny (mm)	Výška (mm)	Hmotnost (g)	Katalogové číslo
Průhledný stojánek MS12C	Ø 82	76	54	D581200
Mobilní miniaturní stojánek MS08B	75 x 100	145	180	D580901
Kompaktní stojánek RK-04	140 x 110	165	605	D580400