

Stopky digitální kapesní

Vodotěsné stopky pro přesné měření časových intervalů

- LCD display, hodiny, datum, alarm
- Funkce odečítání intervalů času

Technické parametry

Stopky: max 23 hod 59 min 59 s, 1/100 s

Rozměry: 69 x 59 x 19 mm



Stopky digitální kapesní

Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Stopky digitální kapesní	1	R.L423.1

* Knoflíková baterie 1,5 V součástí balení.